

HUBER® 360 Neuro Physical Training™

Von der Rehabilitation bis zum Training:
analysiert, therapiert und
vollständig dokumentiert



Neuro Physical Training™

Die exklusive HUBER® 360 Technologie

Der HUBER® 360 basiert auf einer neuartigen, mehrachsigen motorisierten Plattform. Die in dieser Plattform und in den Griffen integrierten Sensoren messen permanent die eingesetzte Kraft und ermöglichen so ein perfektes individuelles neuromuskuläres Training. Unter fachlicher Anleitung können Ihre Patienten vollkommen sicher ihr physisches und kognitives Potential verbessern: Das ist neuromuskuläres Training von heute! Darüber hinaus werden spezielle Trainingsprogramme eingesetzt, um die wiedererlangte Mobilität und Flexibilität zu erhalten und weiter zu verbessern.



Mehrachsige motorisierte Plattform mit eingebauten Kraftsensoren

- Integrierte funktionale Analyse für alle Patiententypen geeignet
- Dynamischer Haltungskorrektor, für ein präzises und progressives Training
- Multidirektionale Stimulation und gezielte Muskelkräftigung

Spezifische Bewegungsabläufe für jede Indikation



Kreis

Punkt

Sonne

Skala



Spirale

Wippe

Rosette

Zufallsmodus



360° Rehabilitation

Die Behandlung mit dem HUBER® 360 ist in vier Grundprinzipien gegliedert:

- Flexibilität und Mobilität
- Dynamische Kräftigung
- Körperhaltung und Gleichgewicht
- Belastbarkeit



Flexibilität und Mobilität

- Die mehrachsige motorisierte Plattform mobilisiert Gelenke in jeder gewünschten Bewegungsebene.
- Der Dynamische Haltungskorrektor verbessert die Präzision der Dehnungsübungen.



Dynamische Kräftigung

- Die Bio-Feedback-Funktion ermöglicht die Kontrolle von Bewegungsrichtung und Bewegungsintensität.
- Der Dynamische Haltungskorrektor gewährleistet die korrekte Ausführung der Übungen.



Körperhaltung und Gleichgewicht

- Die statische und dynamische Kraftplattform verbessert die objektive Haltungsbeurteilung.
- Gleichgewichtsaufgaben sind gleichzeitig Abwechslung und Herausforderung für den Patienten.



Belastbarkeit

- Hochintensive Übungen von kurzer Dauer für schnellere Ergebnisse.
- Dynamische Übungen, individuell an das physische Potential angepasst, steigern die Belastbarkeit des Patienten.

Die HUBER® 360 Tablet Anwendung

Ein echtes Patienten Follow-Up Tool zur Analyse, Therapie und vollständigen Dokumentation der Fortschritte, an Ihren täglichen Gebrauch angepasst. Garantiert leicht zu bedienen und zeitsparend.

- Vollständig integrierte Analyse-Funktion
 - 3 Tests basierend auf Romberg und Fukuda, zum Messen und Vergleichen der Gleichgewichtsfähigkeiten
 - 2 Tests zum Messen des Stabilitätsareals und von Mobilitätseinschränkungen
 - 2 Tests zum Messen der Kraft- und Koordinationsfähigkeit
 - Inklusive: Foto- und Video Analysetool, Testberichte und Bericht zum Fortschritt des Patienten, direkte Übertragung der Ergebnisse als PDF an Patienten oder Ärzte
- Kein USB-Stick nötig durch Wireless-Verbindung zum Gerät
- Erstellen Sie Ihre eigenen Programme und Anwendungs-Menüs
- Fernüberwachung des Patiententrainings
- Die HUBER® 360 Fernbedienung



Technische Spezifikationen	
Länge	180 cm
Breite	105 cm (ohne Schutzgeländer) 133,5 cm (mit Schutzgeländer)
Höhe	208 cm
Gewicht	274 kg (mit Schutzgeländer)
Standfläche	1,90 m ² (ohne Schutzgeländer) 2,40 m ² (mit Schutzgeländer)
Strombedarf	230 V / 50-60Hz / 2 kVA
Max. Neigung Plattform	10°
Max. Geschwindigkeit Plattform	1 Umdrehung / Sek. bei einer Neigung von 10°
Max. Plattform Belastung	150 kg
Inklusive	10.4" Farbbildschirm am Gerät, beweglicher Gelenkhocker, Pads, Positionierungsblock und Herzfrequenzmonitor
Art.-Nr.	15-0011



Beweglicher Gelenkhocker



Pads



Positionierungsblock



Herzfrequenzmonitor



ORMED GmbH · Merzhauser Str. 112 · 79100 Freiburg · Deutschland
 Tel. 0180 1 676 333 · Fax 0180 11 676 333
 E-Mail: medizintechnik@DJOglobal.com · www.DJOglobal.de

Together in Motion™